



Утверждаю:
 Главный врач
 КГП на ПХВ
 «Городская поликлиника №6»
 УОЗ г.Алматы
 Усkenбаева А.С.

Протокол № 5

об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

согласно Правилам утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729

г.Алматы
 мкр.4, дом 3А

11 февраля 2020г.
 09 часов 00 минут

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления общественного здоровья г.Алматы, адрес: г.Алматы, мкр.4, дом 3а.
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Цена за ед-цу, в тенге	Кол-во	Потенциаль ные поставщики, представивш ие ценовые предложения ТОО «НПФ «Медилэнд»
1	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, фасовка 1х1мл, 1 +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6 295,00	6	6 295,00

2	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, СК, креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевиная кислота, UBC, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	35 210,00	6	35 210,00
3	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ II - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холестерин, СК, креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевиная кислота, UBC, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	35 210,00	6	35 210,00
4	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, СК, креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевиная кислота, UBC, цинк, фасовка, 5x5мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	35 210,00	6	35 210,00
5	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	19 330,00	6	19 330,00
6	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	19 330,00	6	19 330,00

7	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ (RF) standard - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	11 770,00	6	11 770,00
8	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка 1мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	11 067,00	6	11 067,00
9	Концентрированный моющий раствор - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	58 603,00	2	58 603,00
10	Реакционный ротор (10) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	31 036,00	6	31 036,00
11	Кюветы для образцов (1000 шт)- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, 1000 штук в упаковке. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	22 959,00	1	22 959,00
12	HDL-ХОЛЕСТЕРИН - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Буфер Гула, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гула, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л; Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л; Повторность (CV) -0,7%. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	124 955,00	10	124 955,00

13	LDL-ХОЛЕСТЕРИН 160мл- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥ 30 ммоль/л, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 ME/л, пероксидаза >1 Ед/мл, детергент, pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥ 30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, pH 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л; Повторность (CV) - $0,6$ %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- $2,5$ %, 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л; Повторность (CV) - $0,7$ %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- $2,2$ %. Количество исследований - 480. Фасовка 2×60мл+2×20мл, температура хранения $+2$ + 8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	153 796,00	10	153 796,00
14	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (ALT/GPT) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аланин, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Триес 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мкат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мкат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мкат/л; Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мкат/л. Повторность (CV) - $1,2$ %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- $1,4$ %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8×60мл+8×15мл, температура хранения $+2$ + 8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	66 987,00	12	66 987,00

15	АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Альбумин (микроальбуминурия) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, Почечный, диабетический профиль; латекс-агглютинация/антитела козы, фиксированное время: жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Боратный буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. : Суспензия латексных частиц, покрытых антителами к альбумину человека, азид натрия 0.95 г/л, pH 10.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.5 мг/л. Пределы линейности: 200 мг/л. Точность: Средняя концентрация 82 мг/л: Повторность (CV) - 0.9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.7 %. Средняя концентрация: 164 мг/л. Повторность (CV) -0.9 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.3%. Количество исследований - 900. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл., температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак. 144 190,00	6	144 190,00
16	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; этилендиен блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/л = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 240, фасовка 4x20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак. 75 827,00	12	75 827,00
17	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латекс-агглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Три-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизин О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак. 85 904,00	12	85 904,00

18	АСПАТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АСПАТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малакдегидрогеназа >460 Ед/л, лактадегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	66 987,00	12	66 987,00	28 704,00
19	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диасульфониловая кислота, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Соливая кислота 170 ммоль/л, петримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 ммоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 ммоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 ммоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	28 704,00	12	28 704,00	17 161,00
20	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диасульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксизитилэтилендиаминосульфатная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 ммоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 ммоль/л. Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 ммоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	17 161,00	10	17 161,00	28 704,00

21	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидрохлорид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2 x 60 мл + 2x 15 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	30 576,00	12	30 576,00
22	ГЛЮКОЗА 10x60мл t+2 +8 С , ИСПАНИЯ, BioSystems S.A.	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1.0%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0.4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	13 733,00	14	13 733,00
23	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 ммоль/л. Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 ммоль/л. Повторность(CV):1.4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 ммоль/л. Повторность(CV):0.9%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4x15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	51 250,00	6	51 250,00

24	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-720. Фасовка 4х 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	11 770,00	6	11 770,00
25	КРЕАТИНИН - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	33 893,00	6	33 893,00

26	МАГНИЙ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 моль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыоротка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.99%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2x60мл+2x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	13 262,00	6	13 262,00
27	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолеульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза >1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 ммоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыоротка Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация: 20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.9 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-720. Фасовка 4x60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	23 768,00	12	23 768,00

28	МОЧЕВИНА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреазы/глутаматдегидрогеназы, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреазы > 140 Ед/мл, глутаматдегидрогеназы > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация: 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация: 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2.9 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследованных - 1800. Фасовка 8x60+8x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	65 072,00	13	65 072,00
29	ОБЩИЙ БЕЛОК- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV)- 0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследованных - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10 146,00	25	10 146,00

30	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (RF) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400.	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутривариационный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV)-0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 % . Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	144 190,00	10	144 190,00
31	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (CRP)- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 % . Внутривариационный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV)-1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 % . Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	144 190,00	10	144 190,00
32	ТРИГЛИЦИРИДЫ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ТРИГЛИЦИРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатаксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: RPPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатаксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 % , Внутривариационный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутривариационный показатель (CV)- 1.4 % . Количество исследований - 240. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	54 746,00	6	54 746,00

33	Щелочная фосфатаза ДЭА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.7 %. Средняя концентрация: 353 ЕД/л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл, температура хранения +2 +30°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	64 374,00	12	64 374,00
----	---	---	-------	-----------	----	-----------

3. Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО «НПФ «Медилэнд», 10.02.2020г., в 09:27

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена договора:

- на основании п.112, Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» заключить договор с ТОО "НПФ "Медилэнд", 050061, г.Алматы, пр.Райымбек, дом 417А,н.п.1, тел.:8(727) 222-00-55. **Цена договора: 15 673 871,00** (пятнадцать миллионов шестьсот семьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) тенге 00 тиын - по лотам с №1 по №33.

5. Отклоненные ценовые предложения от поставщиков и основания отклонения:

- нет.

6. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

- нет.

Уполномоченный представитель
заказчика и организатора,
бухгалтер по государственным закупкам

Ахметова К.Е.