



АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУТЫҚ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРАУАШЫЛЫҚ
ТҮРГІЗУ ҚИҰҒЫНДАҒЫ
«№6 ҚАЛАЛЫҚ ЕМНАНА» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КАСИПОРНЫ

050062, Almaty qalasy, 4. Yqsham audany, 3a 6a
Tel.: 8 (727) 276-08-77
E-mail: bkr-grb@mail.ru

050062, город Алматы, мкр. 4, дом 3а
Тел.: 8 (727) 276-08-77
E-mail: bkr-grb@mail.ru

№ _____

Объявление №1
о проведении закупа способом запроса Ценовых предложений

г.Алматы

«08» февраля 2022г.

1) Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления общественного здоровья города Алматы, мкр.4, дом 3А
2) Перечень:

№ лот а	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Выделенная сумма, включая НДС и другие налоги, тенге
1	Гель УЗИ 5 кг	гель для УЗИ 5 кг	канистра	10	4 000,00	40 000,00
2	Вата медицинская	вата медицинская 100 гр	штук	300	180,00	54 000,00
3	КБСУ 10 литро	КБСУ в комплекте с пакетом класса Б 600*1000мм для сбора и удаления ртхолодов в комплекте с бирками для маркировки и стяжками для герметизации	штук	5000	150,00	750 000,00
4	Рентген пленки 35x43(1 уп. 100 листов)	Термопленка AGFA DRYSTAR DT5 В 35*43 №100	уп	60	104 000,00	6 240 000,00
5	Рентген пленка 20,3*25,4 (1 уп. 100 листов)	Термопленка AGFA DRYSTAR DT5 В 20,3*25,4 №100	уп	20	39 000,00	780 000,00
6	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5x5мл) +2 +8 С	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400., параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, холестерин, СК, креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевого азота, UIBS, цинк, фсавка, 5x5мл, t +2 +8 С	уп.	3	46 000,00	138 000,00

7	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (НУМАН) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8С	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (НУМАН) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры:АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, в-амилаза, амилаза панкреатическая, в-тироксидбутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЖДЦ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ПВС, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С	уп.	3	46 000,00	138 000,00
8	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (НУМАН) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8С	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (НУМАН) УРОВЕНЬ 11-набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, в-амилаза, амилаза панкреатическая, в-тироксидбутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЖДЦ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ПВС, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8С	уп.	3	46 000,00	138 000,00
9	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический ВА400	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический ВА400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 шток в упаковке	уп.	5	39 250,00	196 250,00
10	АЛНАНИАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С	АЛНАНИАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактагидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В. NADH 1,9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, тиадоксил натрия 148 ммоль/л, аزيد натрия 9,5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8,5 Ед/л = 0,14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8,33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40,2 Ед/л = 0,67 мккат/л. Повторность (CV) - 3,9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5,0 %, Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2,21 мккат/л. Повторность (CV)-1,2 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	4	63 609,00	254 436,00
11	АЛББУМИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл) +2 +8 С	АЛББУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный, почечный профиль, бромрезоловый зеленый, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромрезоловый зеленый 0,27 ммоль/л, детергент, рН 4,1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1,21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38,4 г/л : Повторность (CV) - 0,8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1,2 %. Средняя концентрация: 57,1 г/л. Повторность (CV) -0,7 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 720. Фасовка 4х60мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	1	11 039,00	11 039,00
	АСПАТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С	АСПАТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малакдегидрогеназа>460 Ед/л, лактагидрогеназа > 660 Ед/л рН 7,8. Реагент В. NADH 1,9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, тиадоксил натрия 148 ммоль/л, аزيد натрия 9,5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7,15 Ед/л = 0,119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8,33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41,5 Ед/л = 0,69 мккат/л. Повторность (CV) - 2,6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5,8%. Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2,55 мккат/л. Повторность (CV) 1,0 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	4	63 609,00	254 436,00

13	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) t+2 +8 С	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль: глюкоксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминантпирин 0,4 ммоль/л, рН 7,5. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2,8 мг/дл = 0,155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4,90 ммоль/л. Повторность (CV): 1,0%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12,2 ммоль/л. Повторность (CV): 0,4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	4	17 367,00	69 468,00
14	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60+8х15мл) t+2 +8 С	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль: диазоульфониловый кислота, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Солиная кислота 170 ммоль/л, церимид 40 ммоль/л, рН 0,9. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1,5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0,211 мг/дл = 3,61 ммоль/л. Предел линейности: 38 мг/дл = 650 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 2,09 мг/дл = 35,7 ммоль/л. Повторность (CV) - 3,3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4,2%, Средняя концентрация: 4,89 мг/дл = 83,5 ммоль/л. Повторность (CV) 0,9%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	4	36 300,00	145 200,00
15	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) t+2 +8 С	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль: диазоульфониловый кислота/нитрит натрия, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дитиооксизитилгидраминамоуксусная кислота (НЕТТА) 4,5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, рН 1,5. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1,5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0,09 мг/дл = 1,60 ммоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 0,608 мг/дл = 10,4 ммоль/л. Повторность (CV) - 4,3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5,3%, Средняя концентрация: 1,68 мг/дл = 28,8 ммоль/л. Повторность (CV) 2,0%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,9%. Количество исследований -900, фасовка 4 х 60 мл + 4 х 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	4	21 702,00	86 808,00
16	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) t+2 +8 С	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль: глицилглицин, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глицилглицин 206,25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7,9. Реагент В. γ-Глютаминил-3-карбокси-4-нитроанилин 32,5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3,07 Ед/л = 0,052 мкат/л. Предел линейности: 600 Ед/л = 10,0 мкат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0,57 мкат/л. Повторность (CV) - 2,3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4,2%, Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2,27 мкат/л. Повторность (CV) 0,6%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,3%. Количество исследований -900, фасовка 4х 60 мл + 4х 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	2	70 292,00	140 584,00

	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5x60мл+5x60мл) +2 +30 С	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристика: Пороговая чувствительность: 0,04 мг/дл= 3,55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1,768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1,06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3,2 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 4,8 %. Средняя концентрация: 3,16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1,2 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 2,2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0,8 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1,1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0,6 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1,2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5x60мл+5x60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	4	32 172,00	128 688,00
17	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60,8x15мл) +2 +8 С	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреазы/гуамагдигидрогеназа, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5,6 ммоль/л, уреаса > 140 Ед/мл, Гуамагдигидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азида натрия 0,95 г/л, pH 8,0. Реагент В. НАДН 1,5 ммоль/л, азида натрия 9,5 г/л. Метрологический характеристика: Пороговая чувствительность: 3,69 мг/дл = 1,72 мг/дл BUN = 0,614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 26,8 мг/дл = 4,47 ммоль/л. Повторность (CV): 3,5 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 5,0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22,9 ммоль/л. Повторность (CV): 1,1 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1,7 %. Моча Средняя концентрация: 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3,1 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 4,3 %. Средняя концентрация: 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2,9 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 3,1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	4	69 529,00	278 116,00
18	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x60+2x20мл) +2 +30 С	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, биуретовый реактив, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартраг натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартраг натрия 60 ммоль/л, алетат меди (П) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологический характеристика: Предел обнаружения: 0,800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50,0 г/л. Повторность (CV) - 0,5 %. Общая погрешность (CV) - 1,6 %. Средняя концентрация 81,8 г/л. Повторность (CV) - 0,6 %. Общая погрешность (CV) - 1,1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	7	8 436,00	59 052,00
19	НДЛ-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2x20мл) +2 +8С	НДЛ-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролоксидаза > 1 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4-сульфобутил)-m-толуидин (DSBt) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстера до 1,5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологический характеристика: Пороговая чувствительность: 1,83 мг/дл = 0,048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5,18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1,39 ммоль/л. Повторность (CV) - 0,6 %. Внутривлабораторный показатель (CV) - 2,7 %, 73 мг/дл = 1,88 ммоль/л. Повторность (CV) - 0,7 %, Внутривлабораторный показатель (CV) - 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	2	126 086,00	252 172,00
20	ЛДЛ-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400	ЛДЛ-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. МЕ:5	уп.	2	194 498,00	388 996,00
21	ЛДЛ-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400	ЛДЛ-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. МЕ:5	уп.	2	194 498,00	388 996,00

	(2x60мл+2x20мл) +2 +8 С	буфер ≥30 ммоль/л, холестерологестераза >1,5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3,0 МЕ/л, пероксидаза >1 Ед/мл, детергент, рН 6,3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4-сульфобутил)-п-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, рН 6,3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0,44 мг/дл = 0,012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25,6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1,54 ммоль/л. Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,5 %, 97 мг/дл = 2,51 ммоль/л. Повторность (CV) -0,7 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.				
22	Щелочная фосфатаза ДСА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60+4x15 мл) +2 +8 С	Щелочная фосфатаза ДСА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль: диэтаноломиновый буфер, кинетика: жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1,2 моль/л, хлорид магния 0,6 ммоль/л, рН 9,8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8,70 ЕД/л = 0,145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15,0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/л = 3,57 мккат/л. Повторность (CV): 0,7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2,7 %. Средняя концентрация: 353 ЕД/л = 5,86 мккат/л. Повторность (CV): 0,4 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2,6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл, температура хранения +2 +30°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	2	81 411,00	162 822,00
23	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60+4x15 мл) +2 +8 С	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль: латексаттлютинация/антигена к СРБ, фиксированное время; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0,1 моль/л, азио натрия 0,95 г/л, рН 8,6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азио натрия 0,95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1,9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2,9 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4,9 %, Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1,5 %. Общая погрешность (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	3	154 051,00	462 153,00
24	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60мл+4x15мл) +2 +8 С	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль: латексаттлютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азио натрия 0,95 г/л, рН 8,2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азио натрия 0,95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2,4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2,4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1,4 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3,7 %, Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0,7 % . Общая погрешность (CV)- 1,9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	3	182 349,00	547 047,00
25	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x3 мл) +2 +8 С	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С	уп.	3	15 387,00	46 161,00
26	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 (1x1мл) +2 +8 С	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x1мл, t +2 +8 С	уп.	3	8 229,00	24 687,00

27	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) +2+8 С	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, флажка 1мл, t+2+8 С	уп.	2	14 464,00	28 928,00
28	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 3х1 мл +2+8 С	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, флажка 3х1 мл, t+2+8 С	уп.	2	25 248,00	50 496,00
29	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл +2+8 С	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, флажка 3х1 мл, t+2+8 С	уп.	2	25 248,00	50 496,00
30	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2+8 С	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латекс-агглютинация/стрептолизин О, фиксированное время, жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Три-буфер азид натрия 0,95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизинном О, азид натрия 0,95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8,4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1,8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3,2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1,8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3,0 %. Количество исследований - 450, флажка 2х60мл+2х15мл, t+2+8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	2	197 516,00	395 032,00
31	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2+8 С	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1,5 г/л, диуродоносульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0,12 Ед/мл, аскорбатоксидаза > 5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, рН 7,8. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0,31 мг/дл = 18,5 ммоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 5,2 мг/дл = 311 ммоль/л. Повторность (CV): 1,3 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,9 %, Средняя концентрация: 10,8 мг/дл = 643 ммоль/л. Повторность (CV): 0,7 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,1 %. Моча Средняя концентрация: 20,9 мг/дл = 1243 ммоль/л. Повторность (CV): 2,5 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3,4 %. Средняя концентрация: 41,8 мг/дл = 2486 ммоль/л. Повторность (CV): 1,9 % Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2,8 %. Количество исследований-1800. Флажка 10х60мл, t+2+8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	3	68 292,00	204 876,00
32	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2+8 С	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; триглицеридфосфатаксидаза/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: РРРЕS 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, триглицеридоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0,8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,75 ммоль/л, АТР 0,9 ммоль/л, рН 7,0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5,99 мг/дл= 0,067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6,78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0,63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2,4 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3,9 %, Средняя концентрация 115 мг/дл= 1,29 ммоль/л. Повторность (CV) - 1,0 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1,4 %. Количество исследований - 1800. Флажка 10х60мл, температура хранения +2+8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп.	2	157 342,00	314 684,00

33	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; ферроцин, конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глицин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Алсета 0.4 моль/л, Фрн 4.0, Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследованных: 900. Фасовка 4x 60 + 4x15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	ул.	2	64 813,00	129 626,00
34	МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль: калийноновый синий, конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, тристаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.1 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, калийноновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сывортка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1%. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3%. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследованных: 450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	ул.	2	16 772,00	33 544,00
35	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ)	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производителя компания BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, арсеназо III, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, индикатор 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сывортка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0%. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9%. Моча Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5%. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8%. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3%. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3%. Количество исследованных: 1800. Фасовка 10х 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	ул.	2	33 818,00	67 636,00
36	ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ ВЫЧЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 12х5мл t+2 +8 С	ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ ВЫЧЕЙ СЫВОРОТКИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметр: альбумин, билирубин прямой, бипирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевины, мочевого кислоты, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, алфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, Me, P, K, Na, фасовка 12х5мл, t+2 +8 С	ул.	1	247 000,00	247 000,00
37	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Литинный профиль, холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. РПС 35 ммоль/л, холестеролоксидаза/пероксидаза, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.8 Ед/мл, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, холст натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6%. Внутрилабораторный показатель	ул.	5	60 337,00	301 685,00

		(CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.				
38	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400 8х20мл t +2 +8 С	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль: этилпипен блокированный субстрат, кинетика, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. МЕС 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, СNР-Г3 2.25 ммоль/л, рН 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыроротка. Средняя концентрация 97 Ед/л = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутривариационный показатель (CV) - 1.5 %. Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутривариационный показатель (CV) - 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л. Повторность (CV) - 2.5 %, Внутривариационный показатель (CV) - 2.5 %. Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутривариационный показатель (CV) - 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп.	7	174 335,00	1 220 345,00
39	Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+ из комплекта анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400 +4 +25 С	Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+ из комплекта анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400 +4 +25 С	уп.	5	257 117,00	1 285 585,00
40	Набор для очистки электролитного модуля из комплекта Анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400 +4 +25 С	Набор для очистки электролитного модуля из комплекта Анализатор биохимический-тубидиметрический ВА400 +4 +25 С	уп.	1	114 090,00	114 090,00
41	Контроль мочи положительный 8мл.	Контроль мочи положительный 8мл, для мочевого анализатора Н-100	фл	12	2 900,00	34 800,00
42	Контроль мочи отрицательный 8мл.	Контроль мочи отрицательный 8мл, для мочевого анализатора Н-100	фл	12	2 600,00	34 800,00
43	Контрольные растворы В30, 3*30мл (L,N,H)	Контрольные растворы В30, 3*30мл (L,N,H)	фл	12	90 000,00	1 080 000,00
44	Бумага фильтровальная 20х20	Бумага фильтровальная 20х20	кг	5	4 500,00	22 500,00
45	Карандаш для стекол алмазный(синий)	Карандаш для стекол алмазный(синий)	шт	50	130,00	6 500,00
46	Карандаш для стекол алмазный (красный)	Карандаш для стекол алмазный (красный)	шт	50	130,00	6 500,00
47	Карбон тест (1000)	Карбон тест (1000)	уп	10	15 000,00	150 000,00
48	Цоликлон Анти А 10,0	Цоликлон Анти А	шт	50	960,00	48 000,00
49	Цоликлон Анти В 10,0	Цоликлон Анти В	шт	50	905,00	45 250,00
50	Цоликлон Анти А В 5,0	Цоликлон Анти А В	шт	100	895,00	89 500,00
51	Цоликлон Супер Д 5,0	Цоликлон Супер Д	шт	100	1 110,00	111 000,00
52	Diluent (разбавитель) 20л	Diluent (разбавитель) 20л	шт	40	37 200,00	1 488 000,00

53	Rinse (ополаскиватель) 20л	Rinse (ополаскиватель) 20л	шт	15	42 800,00	642 000,00
54	Лизирующий раствор 500мл	Лизирующий раствор 500мл	шт	20	34 900,00	698 000,00
55	Очиститель 17,0 мл	Очиститель 17,0 мл	шт	30	2 800,00	84 000,00
56	Буфера динатрия 50*20*12мм	Для автоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600	шт	1	600,00	600,00
57	Контрольный (контроль крови)материал для проверки СОЭ	Контрольный материал для проверки СОЭ, в упаковке по 6 фл., на основе эритроцитов человека. 2 уровня для анализатора ISED Анализатор СОЭ	уп	4	650 990,00	2 609 960,00
58	скальпель одноразовый	скальпель одноразовый (размеры 10,11,)	шт	600	95,00	57 000,00
59	Линза Гольдмана трехзеркальная	Линзы офтальмологические трехзеркальные ЛГО-3-1 предназначены для визуального стереоскопического исследования глазного дна. Имеют три зеркала, расположенные под разными углами, что позволяет одновременно производить осмотр угла передней камеры и периферических отделов сетчатки. Применяется совместно со щелевыми лампами любого типа. Имеет вклеенную линзу-менник, играющую роль тапической насадки, обеспечивающей надежную фиксацию и плотное соприкосновение с роговицей на протяжении всего времени обследования.	шт	1	120 000,00	120 000,00

3) Место поставки: КТП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления общественного здоровья города Алматы, мкр.4, дом 3А, отдел лекарственного обеспечения;

4) Сроки поставки: в течение 20 календарных дней после подписание договора;
Условия поставки: DDP ИНКОТЕРМС 2000

5) Место представления (приема) документов: г.Алматы, мкр.4, дом 3А, 305 каб.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 15.02.2022г. до 10.00час.

6) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми заявками: 15.02.2022г., 11.00час., г.Алматы, мкр.4, дом 3А, 305 каб.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 п.98 «Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупки, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил».

«К закупке и отпускаемым, в том числе при закупке фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в

области здравоохранения, комплексуемых, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупки медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплексуемого медицинского техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники, требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами

хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);»

Главный врач



Ускенбаева А.С.

Юрист

Баянбаев Х.М.