



050062, Almaty qalasy, 4 yqsham aýdany, 3a úi
Tel.: 8 (727) 276-08-77
E-mail: gkqp-gp6@mail.ru

050062, город Алматы, мкр. 4, дом 3а
Тел.: 8 (727) 276-08-77
E-mail: gkqp-gp6@mail.ru

01.01. № 135

03.02.2020

Объявление
о проведении закупа способом запроса Ценовых предложений

г.Алматы

«03» февраля 2020г.

- 1) **Наименование и адрес Заказчика:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6»
Управления общественного здоровья города Алматы, мкр.4, дом 3А
- 2) **Перечень реагентов:**

№ лота	Международное непатентованное наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Выделенная сумма, включая НДС и другие налоги, тенге
1	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1х1мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	6 295,00	37 770,00
2	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксibuтират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК, креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	35 210,00	211 260,00

000040

3	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ II - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ II - набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксibuтират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочеви́на, моче́вая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	35 210,00	211 260,00
4	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксibuтират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочеви́на, моче́вая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5x5мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	35 210,00	211 260,00
5	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	19 330,00	115 980,00
6	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	19 330,00	115 980,00
7	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ (RF) standard - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	11 770,00	70 620,00
8	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка 1мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	11 067,00	66 402,00
9	Концентрированный моющий раствор - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	2	58 603,00	117 206,00

10	Реакционный ротор (10) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический ВА400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	31 036,00	186 216,00
11	Кюветы для образцов (1000 шт)- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический ВА400, 1000 штук в упаковке. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	1	22 959,00	22 959,00
12	HDL-ХОЛЕСТЕРИН - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л; Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л; Повторность (CV) -0,7%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10	124 955,00	1 249 550,00
13	LDL-ХОЛЕСТЕРИН 160мл- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, pH 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л; Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л; Повторность (CV) -0,7 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10	153 796,00	1 537 960,00

14	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (ALT/GPT) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аланин, кинетика, жидкий бореагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	66 987,00	803 844,00
15	АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Альбумин (микроальбуминурия) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, Почечный, диабетический профиль; латексагглютинация/антитела козы, фиксированное время; жидкий бореагент. Состав: Реагент А. Боратный буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. : Суспензия латексных частиц, покрытых антителами к альбумину человека, азид натрия 0.95 г/л, рН 10.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.5 мг/л. Пределы линейности: 200 мг/л. Точность: Средняя концентрация 82 мг/л: Повторность (CV) - 0.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %; Средняя концентрация: 164 мг/л. Повторность (CV) -0,9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,3%. Количество исследований - 900. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл., температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	144 190,00	865 140,00
16	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, рН 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/л = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л. Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 240, фасовка 4x20мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	75 827,00	909 924,00

17	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	85 904,00	1 030 848,00
18	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аспартат, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	66 987,00	803 844,00
19	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3,5-дихлорфенил- diazonий 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	28 704,00	344 448,00

20	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4,5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1,5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л. Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10	17 161,00	171 610,00
21	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2 x 60 мл + 2x 15 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	30 576,00	366 912,00
22	ГЛЮКОЗА 10x60мл t+2 +8 С, ИСПАНИЯ, BioSystems S.A.	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность (CV): 1,0%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л. Повторность (CV): 0,4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	14	13 733,00	192 262,00

23	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта. Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: $2.46 \text{ мкг/дл} = 0.44 \text{ мкмоль/л}$. Предел линейности: $1000 \text{ мкг/дл} = 179 \text{ мкмоль/л}$. Точность: Средняя концентрация: $112 \text{ мкг/дл} = 20.0 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 1.4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: $208 \text{ мкг/дл} = 37.3 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 0.9%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 + 4x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	51 250,00	307 500,00
24	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта. Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: $0.42 \text{ мг/дл} = 0.105 \text{ ммоль/л}$. Пределы линейности: $18 \text{ мг/дл} = 4.5 \text{ ммоль/л}$. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: $10.6 \text{ мг/дл} = 2.65 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 0.7%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.0%. Средняя концентрация: $14.3 \text{ мг/дл} = 3.57 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 0.7%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 0.9%. Моча Средняя концентрация: $8.40 \text{ мг/дл} = 2.09 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 3.5%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5.8%. Средняя концентрация: $16.8 \text{ мг/дл} = 4.18 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 2.3%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.3%. Количество исследований-720. Фасовка 4x 60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	11 770,00	70 620,00
25	КРЕАТИНИН - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта. Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: $0.04 \text{ мг/дл} = 3.55 \text{ мкмоль/л}$. Пределы линейности: $20 \text{ мг/дл} = 1768 \text{ мкмоль/л}$. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: $1.06 \text{ мг/дл} = 94 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 3.2%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.8%. Средняя концентрация: $3.16 \text{ мг/дл} = 280 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 1.2%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.2%. Моча Средняя концентрация: $142 \text{ мг/дл} = 12525 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 0.8%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1%. Средняя концентрация: $284 \text{ мг/дл} = 25050 \text{ мкмоль/л}$. Повторность (CV): 0.6%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.2%. Количество исследований-1800. Фасовка 5x60мл+5x60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	33 893,00	203 358,00

26	МАГНИЙ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтанолламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2x60мл+2x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	13 262,00	79 572,00
27	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза > 5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация: 20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-720. Фасовка 4x60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	23 768,00	285 216,00

28	МОЧЕВИНА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреазы/глутаматдегидрогеназы, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреазы > 140 Ед/мл, глутаматдегидрогеназы > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: $3.69 \text{ мг/дл} = 1.72 \text{ мг/дл BUN} = 0.614 \text{ ммоль/л}$. Пределы линейности: $300 \text{ мг/дл} = 140 \text{ мг/дл BUN} = 50 \text{ ммоль/л}$. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: $26.8 \text{ мг/дл} = 4.47 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 3.5 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: $137 \text{ мг/дл} = 22.9 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 1.1 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация: $1291 \text{ мг/дл} = 215 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 3.1 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация: $1771 \text{ мг/дл} = 295 \text{ ммоль/л}$. Повторность (CV): 2.9 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл, t+2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	13	65 072,00	845 936,00
29	ОБЩИЙ БЕЛОК- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %. Общая погрешность (CV)- 1.6 %. Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	25	10 146,00	253 650,00
30	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (RF) - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400.	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 3.7 %, Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 %. Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10	144 190,00	1 441 900,00

31	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (CRP)- из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ; фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	10	144 190,00	1 441 900,00
32	ТРИГЛИЦЕРИДЫ - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л. pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 240. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	6	54 746,00	328 476,00
33	Щелочная фосфатаза ДЭА - из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV):0.7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.7 % . Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.6 % . Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл, температура хранения +2 +30°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак.	12	64 374,00	772 488,00

Ахметова К.Е.